



# **AERIFY ALPHAS**

## **Instrukcja obsługi**

# Spis treści

1. Środki ostrożności
2. Opis produktu
3. Wprowadzenie
4. Instrukcja obsługi
5. Konserwacja i pielęgnacja
6. Rozwiązywanie problemów
7. Specyfikacja techniczna i gwarancja
8. Informacje kontaktowe



# 1. Środki ostrożności:

- Przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi przed użyciem butów regeneracyjnych.
- Buty Aerify Alphas są przeznaczone wyłącznie do użytku dorosłych. Przechowuj je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Jeśli masz jakiegokolwiek wcześniej istniejące schorzenia lub obawy, skonsultuj się z lekarzem przed użyciem tego produktu.
- Nie używaj butów regeneracyjnych, jeśli masz otwarte rany, infekcje skóry lub inne choroby skóry.
- Unikaj używania butów regeneracyjnych, jeśli jesteś w ciąży lub masz zaburzenia krążenia, zakrzepicę żył głębokich (DVT) lub inne poważne schorzenia, chyba że zostanie to wyraźnie zatwierdzone lekarza.
- Nigdy nie poddawaj działaniu zarówno butów jak i jednostki centralnej wodzie lub innych płynów.
- Nie używaj butów regeneracyjnych w pobliżu źródeł ciepła lub w ekstremalnych temperaturach.
- Jeśli odczuwasz dyskomfort lub ból podczas korzystania z butów regeneracyjnych, natychmiast przestań ich używać i skonsultuj się z lekarzem.

## 2. Opis produktu:

Buty Aerify Alphas Recovery to pneumatyczny system kompresji zaprojektowany w celu poprawy regeneracji poprzez poprawę krążenia krwi, zmniejszenie bolesności mięśni i złagodzenie zmęczenia.

Zastaw zawiera:

- Buty z 5 komorami powietrznymi – 2 sztuki
- Prosta jednostka sterująca dołączona do każdego buta z przyjaznym dla użytkownika interfejsem
- Akumulatory – 4 sztuki
- Kabel USB-C do ładowania akumulatorów
- Torby chroniące buty
- Torba sportowa służąca do transportu całego systemu lub używania jako zwykłej torby gimnastycznej.
- Instrukcja obsługi (właśnie ją czytasz!)



Wyłączny dystrybutor na Polskę:

**MYISO** pl

# 3. Wprowadzenie:

- Ostrożnie rozpakuj wszystkie elementy z pudełka i sprawdź je czy nie są uszkodzone.
- Zamontuj baterie do każdej jednostki sterującej przymocowanej do buta. !!!! Nie wyciągaj jednostki sterującej z buta.
- Załóż buty na nogi i upewnij się, że są dopasowują do nóg (nie mogą być zbyt ciasne).
- Upewnij się, że akumulatory są w pełni naładowane. Użyj ładowarki i kabla USB-C, aby naładować akumulatory przed pierwszym użyciem przez co najmniej 1,5 godziny.

# 4. Instrukcja obsługi:

- Naciśnij przełącznik zasilania na obu jednostkach sterujących, aby je włączyć. Daj kilka sekund na synchronizację jednostek.
- Naciśnij przycisk zasilania na jednostce sterującej, aby włączyć buty regeneracyjne.
- Po włączeniu urządzenia wybierz pożądaną poziom ciśnienia za pomocą przycisku zasilania, naciśnij go raz, aby zwiększyć ciśnienie, odczekaj sekundę, a następnie naciśnij ponownie, aby jeszcze bardziej zwiększyć ciśnienie. Powtarzaj czynności dalej jeśli to konieczne. Zaczynij od najniższego ustawienia ciśnienia i stopniowo zwiększaj w razie potrzeby.
- Buty regeneracyjne zaczną nabierać powietrza, tworząc wybrany model kompresji, który przesuwa się od dołu do góry nóg.
- Buty mają 3 tryby masażu. Zmień je, naciskając dwukrotnie przycisk zasilania. Tryb 1 to tryb zmniejszenia zmęczenia - but wypełnia się powietrzem tworząc kompresję od palców do uda, a następnie zwalnia nacisk. Tryb 2 to tryb masażu – system napełnia 2 komory i cyrkuluje ruch w całym bucie. Tryb 3 to tryb głębokiej regeneracji - kombinacja trybu 1 i 2.
- Zrelaksuj się i ciesz się delikatną kompresją. Możesz używać masażu regeneracyjnego przez zalecany czas od 15 do 30 minut na sesję. Pojedyncza sesja trwa 15 minut, po czym urządzenie wyłączy się automatycznie.
- Po zakończeniu sesji naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć masaż i urządzenie



Wylączny dystrybutor

**MYISO** **pl**



# 5. Konserwacja i pielęgnacja:

- Zawsze wyłączaj przełącznik jednostki sterującej po każdym użyciu.
- Przetrzyj rękawy nóg i jednostkę sterującą miękką, lekko wilgotną szmatką, aby utrzymać je w czystości. Nie używaj ostrych chemikaliów ani rozpuszczalników.
- Unikaj wystawiania butów regeneracyjnych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub ekstremalnych temperatur.
- Przechowuj buty regeneracyjne w chłodnym, suchym miejscu, gdy nie są używane.
- Regularnie sprawdzaj buty pod kątem jakichkolwiek oznak zużycia lub uszkodzenia. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek problemy, przerwij używanie i skontaktuj się z producentem.

# 6. Rozwiązywanie problemów:

Problem: Jednostka sterująca nie włącza się.

- Sprawdź, czy akumulatory są prawidłowo podłączone do jednostki sterującej i w pełni naładowane.
- Spróbuj podłączyć inny zestaw baterii.

Problem: Buty nie są równomiernie napompowane.

- Daj szansę butom i jednostkom sterującym na synchronizację. Wymagane jest co najmniej 1-2 pełne cykle, aby zsynchronizować poziomy ciśnienia
- Upewnij się, że nogawki są prawidłowo wyregulowane i dopasowane
- Sprawdź, czy w węzłach nie ma przeszkód lub załamania, które mogą utrudniać przepływ powietrza.



# 7. Specyfikacje techniczne i gwarancja:

- Wejście: 4 x specjalne baterie dostarczane z systemem
- Moc znamionowa: 25W
- Napięcie znamionowe: 7.4V
- Pojemność baterii: 800mAh
- Poziom ciśnienia: regulowany między 80 a 150 mmHg
- Zalecane użycie: od 15 do 30 minut na sesję
- Automatyczne wyłączenie: Po 15 minutach ciągłego użytkowania
- Buty Aerify Alphas Recovery są objęte 24-miesięczną gwarancją

## 8. Informacje kontaktowe:

- Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, wątpliwości lub potrzebujesz pomocy, możesz skontaktować się z obsługą klienta Aerify Recovery pod adresem:
- Strona internetowa: <https://www.aerifyrecovery.com>
- Email: [hello@aerifyrecovery.com](mailto:hello@aerifyrecovery.com)
- Pamiętaj, że jeśli masz jakiegokolwiek schorzenia lub obawy dotyczące korzystania z tego produktu należy się skonsultować się z lekarzem. Ciesz się butami Aerify Alphas Recovery i doświadczaj szybszej, skuteczniejszej regeneracji po treningu lub aktywności fizycznej!



Wyłączny dystrybutor na Polskę:

**MYISO** pl